


# Instrumentation **SERVICE** 20





# INSTRUMENTATION DE SERVICE



<b>Ciseaux mousses droits</b>	14 cm - BLEU	001014BL
<b>Ciseaux mousses droits</b>	14 cm - ROUGE	001014BX
<b>Ciseaux mousses droits</b>	14 cm - VERT	001014V

<b>Ciseaux dauphins droits</b>	14 cm - BLEU	001114BL
<b>Ciseaux dauphins droits</b>	14 cm - ROUGE	001114BX

<b>Ciseaux pointus droits</b>	14 cm - BLEU	001214BL
<b>Ciseaux pointus droits</b>	14 cm - ROUGE	001214BX

<b>Kocher droite AG</b>	14 cm - BLEU	011014BL
<b>Kocher droite AG</b>	14 cm - ROUGE	011014BX
<b>Kocher droite AG</b>	14 cm - VERT	011014V

<b>Kocher droite SG</b>	14 cm - BLEU	011114BL
<b>Kocher droite SG</b>	14 cm - ROUGE	011114BX
<b>Kocher droite SG</b>	14 cm - VERT	011114V

**GARANTIE 2 ANS**

Acier inox stérilisables à 134° C / 18 mn

# PINCES : A CHAMPS - A PANSEMENTS



## KOCHER

Droite sans griffe

14 cm	1231014C
16 cm	1231016C
18 cm	1231018C
20 cm	1231020C
24 cm	1231024C

Courbe sans griffe

14 cm	1231114C
16 cm	1231116C
18 cm	1231118C
20 cm	1231120C
24 cm	1231124C

Droite à griffes

14 cm	1232014C
16 cm	1232016C
18 cm	1232018C
20 cm	1232020C
24 cm	1232024C

Courbe à griffes

14 cm	1232114C
16 cm	1232116C
18 cm	1232118C
20 cm	1232120C
24 cm	1232124C



## HALSTEAD

Droite

sans griffe 12 cm	1222012C
à griffes 12 cm	1223012C

Courbe

sans griffe 12 cm	1222112C
à griffes 12 cm	1223112C



## LERICHE

Droite

sans griffe 15 cm	1238015C
à griffes 15 cm	1238215C

Courbe

sans griffe 15 cm	1238115C
à griffes 15 cm	1238315C



## KELLY

Droite 14 cm	1224014C
Courbe 14 cm	1224114C

## KELLY-RANKIN

Droite 16 cm	1224216C
Courbe 16 cm	1224316C



## A pansement utérin

Droite 24 cm	1622225C
Courbe 24 cm	1622325C



## POZZI

24 cm	7050425C
-------	----------




## PEAN

14 cm	1236814C
16 cm	1236816C



## BACKHAUS

9 cm	1411009C
11 cm	1411111C
13 cm	1411113C



## MAGILL

Nourrison	0419017C
Enfant	0419020C
Adulte	0419025C

# PORTE-AIGUILLES - PINCES A SUTURE - SERRE-TUBES




## DERF

12 cm	2411012C
-------	----------



## HALSEY

13 cm	2414013C
-------	----------



## CRILE WOOD

15 cm	2416015C
18 cm	2416018C



## MAYO HEGARD

14 cm	2418014C
16 cm	2418016C
18 cm	2418018C
20 cm	2418020C



## Marteau BABINSKI

0229222C



## MICHEL à poser

12 cm	2661012C
-------	----------



## MICHEL à enlever

13 cm	2664013C
-------	----------



## Serre tube

15 cm	1271015C
17 cm	1271018C



## Grattoir BROCCQ tranchant

13 cm	7550001C
-------	----------

## Grattoir VIDAL mousse

13 cm	7550002C
-------	----------

## CISEAUX



### MOUSSES

Droits 12 cm	0810211C
Droits 14 cm	0810214C
Droits 16 cm	0810216C
Droits 18 cm	0810218C
Droits 20 cm	0810220C
Courbes 12 cm	0810312C
Courbes 14 cm	0810314C
Courbes 16 cm	0810316C
Courbes 18 cm	0810318C



### POINTUS

Droits 12 cm	0812011C
Droits 14 cm	0812014C
Droits 16 cm	0812016C
Droits 18 cm	0812018C
Droits 20 cm	0812020C
Courbes 12 cm	0812111C
Courbes 14 cm	0812114C
Courbes 16 cm	0812116C
Courbes 18 cm	0812118C



### DAUPHINS

Droits 12 cm	0811011C
Droits 14 cm	0811014C
Droits 16 cm	0811016C
Droits 18 cm	0811018C
Droits 20 cm	0811020C
Courbes 12 cm	0811111C
Courbes 14 cm	0811114C
Courbes 16 cm	0811116C
Courbes 18 cm	0811118C



### MAYO

Droits 14 cm	0816014C
Droits 17 cm	0916017C
Courbes 14 cm	0816114C
Courbes 17 cm	0816117C



### METZENBAUM

Droits 15 cm	0828015C
Droits 18 cm	0828018C
Courbes 15 cm	0828115C
Courbes 18 cm	0828118C



### BEEBEE crantés

Droits 10 cm	0898010C
Courbes 10 cm	0898110C



### IRIS

Droits 11 cm	0834011C
Courbes 11 cm	0834111C



### SPENCER

Droits 9 cm	0880209C
Droits 12 cm	0880212C



### LISTER

18 cm	0890118C
-------	----------



### JESCO

18 cm	0895018C
-------	----------

## DISSECTIONS




### Standard à griffes

12 cm	1012012C
14 cm	1012014C
16 cm	1012016C
18 cm	1012018C
20 cm	1012020C
25 cm	1012025C
30 cm	1012030C




### Standard sans griffe

12 cm	1010212C
14 cm	1010214C
16 cm	1010216C
18 cm	1010218C
20 cm	1010220C
25 cm	1010225C
30 cm	1010230C



### ADSON sans griffe

12 cm	1017012C
-------	----------



### HARTMANN Mors striés sans griffe

11 cm	4400111C
-------	----------



### Stylet porte coton


14 cm	2027014C
-------	----------

### Fine à griffes

13 cm	1013013C
16 cm	1013016C

### Fine sans griffe

13 cm	1011013C
16 cm	1011016C



### ADSON à griffes

12 cm	1018012C
-------	----------



### Très fine

Droite sans griffe 10 cm	4281010C
à griffes 10 cm	4282010C

Courbe

sans griffe 10 cm	4281110C
à griffes 10 cm	4282110C



### Coudée à oreilles

Sans griffe 14 cm	4420111C
A griffes 14 cm	4420311C



### Stylet olivaire

Double 14 cm	2010614C
--------------	----------




### Sonde cannelée

14 cm	2011014C
-------	----------

## DIVERS

## MANUCURE - PEDICURE - DIVERS



### Pince à ongles

11 cm:	7433611C
13 cm	7433613C
15 cm	7433615C



### Pince à ongles sécateur

13 cm	7434113C
-------	----------



### Pince à ongles mors obliques

14 cm	7433114C
-------	----------



### Pince à ongles incarnés

13 cm	7434213C
-------	----------



### Curette dermato pleine

Diam. 2 mm	7412502C
Diam. 3 mm	7412503C
Diam. 4 mm	7412504C
Diam. 5 mm	7412505C
Diam. 6 mm	7412506C
Diam. 7 mm	7412507C



### Masticateur CARRIER

Droit	7570001C
Courbe	7570002C



### Ciseaux à ongles

Droits 10 cm	7430410C
Courbes 10 cm	7430510C



### Pince à échardes

10 cm	7443510C
-------	----------



### Pince à épiler

Mors Ronds	7443600C
Mors Carrés	7443800C
Mors en Biais	7443700C

### Curette dermato fenêtrée

Diam. 2 mm	7412602C
Diam. 3 mm	7412603C
Diam. 4 mm	7412604C
Diam. 5 mm	7412605C
Diam. 6 mm	7412606C
Diam. 7 mm	7412607C

## CISEAUX - PINCES ANNEAUX PLASTIQUES



### Ciseaux mousses

Droits 14 cm bleus	001014BL
Droits 14 cm bordeaux	001014BX
Droits 14 cm verts	001014V

### Ciseaux dauphins

Droits 14 cm bleus	001114BL
Droits 14 cm bordeaux	001114BX


### Ciseaux pointus

Droits 14 cm bleus	001214BL
Droits 14 cm bordeaux	001214BX



### Pince KOCHER avec griffes

Droite 14 cm bleue	011014BL
Droite 14 cm bordeaux	011014 BX
Droite 14 cm verte	011014V



### Pince KOCHER sans griffe

Droite 14 cm bleue	011114BL
Droite 14 cm bordeaux	011114 BX
Droite 14 cm verte	011114V

### Composition des aciers :

#### Type AISI-420

Carbone	0.16-0.25%
Manganèse	1.00 maximum
Phosphore	0.040 maximum
Souffre	0.030 maximum
Silicone	1.000 maximum
Chrome	12.00-14.00%
Nickel	1.00 maximum

Cette instrumentation d'importation est fabriquée pour Is'Médical et systématiquement contrôlée dans ses ateliers avant livraison. Ces instruments sont fabriqués dans des aciers inox conformes aux normes en vigueur et stérilisables à 134° C / 18 minutes, ils sont CE de classe 1 et sont **garantis 2 ans** contre tout vice de fabrication.